

Istruzioni per la raccolta dell'espettorato

Prima della raccolta del campione leggere attentamente tutte le istruzioni

A che cosa serve?

Questo kit è utilizzato per l'analisi molecolare dei microrganismi presenti nelle vie respiratorie, a partire da un campione di espettorato raccolto a casa. L'espettorato è il catarro che sale dai bronchi con la tosse: non va confuso con la saliva.

Contenuto della confezione

Kit di autoprelievo contiene:

- un contenitore sterile per la raccolta dell'espettorato;
- etichette con codice a barre;
- busta per la spedizione;
- etichetta BRT di reso per il rientro del campione in laboratorio.

Prima del prelievo

Raccogliere il campione **al mattino appena svegli, prima di colazione**. Nei giorni precedenti non assumere antibiotici, salvo diversa indicazione del medico: se sei già in terapia, non sospenderla di tua iniziativa e chiedi a lui quando raccogliere il campione.

Metodi di conservazione

Il kit non ancora utilizzato può essere conservato a temperatura ambiente.

Una volta eseguito il prelievo, il campione può essere conservato a temperatura ambiente.

Cosa inserire nella scatola da spedire

- il contenitore con l'espettorato, ben chiuso ed etichettato;
- il modulo raccolta dati con consenso autorizzativo compilato in tutte le sue parti;
- la fotocopia della tessera sanitaria o di un documento di identità in corso di validità;
- la ricevuta di avvenuto pagamento, se effettuato con bonifico bancario.

Metodo di pagamento

È possibile effettuare il pagamento PayPal, carta di credito e bonifico bancario.

Metodo di spedizione del kit al laboratorio

Il ritiro del campione con corriere è gratuito e compreso nel prezzo del test.

1. Chiudere il kit all'interno della busta del corriere
 2. Applicare esternamente al plico l'etichetta adesiva BRT fornita
 3. Collegarsi al sito **www.dnasalus.it/fermopoint** per ricercare il BRT-fermopoint prescelto
 4. Consegnare il pacco al BRT-fermopoint
- Per verificare il tracking, inserire il codice della lettera di vettura BRT collegandosi al sito: **www.dnasalus.it/tracking**
 - Non puoi consegnare il pacco ad un BRT-fermopoint e hai bisogno di un ritiro del corriere a domicilio?
1. Collegati al sito **www.dnasalus.it/ritiro** per generare la richiesta di ritiro
 2. Compila tutti i campi richiesti e inserisci come pagante **DNA Salus**, come dati del destinatario **SALUS S.R.L. - M. CRAPANZANO, 26 - 92015 RAFFADALI (AG)**
- come peso del collo 0,5 kg
 - descrizione: Merce Campione umano esente

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE REFERTI ONLINE

Per consultare il referto relativo alla prestazione richiesta, dovrà seguire questa procedura:

1. Accedere alla pagina **www.dnasalus.it/referti-online**
2. Cliccare su **"Consulta il tuo referto"**
3. La consultazione è **gratuita** e sempre disponibile
4. Inserire il **CODICE UTENTE** e **PASSWORD**: il codice utente è fornito da DNA Salus, non è modificabile ed è riportato sull'etichetta nel retro del presente modulo. La password è inviata via SMS al numero di cellulare che ha indicato nel modulo accettazione.

IMPORTANTE!

Indicare chiaramente il numero di cellulare nel modulo di accettazione. Se non verrà fornito un corretto numero di telefono non sarà possibile ricevere il referto. Non sono previste altre modalità di invio: né via mail, né via posta ordinaria.

5. Consultare la risposta al test effettuato e consultare il laboratorio allo **+39 333 9811407** per qualsiasi ulteriore richiesta o prenotazione di altra prestazione.

N.B. CONSERVARE E NON RESTITUIRE QUESTE ISTRUZIONI PER POTER ACCEDERE AL REFERTO.

*Attenzione a non inserire spazi vuoti tra le parole che compongono il codice utente;

*Rispettare l'uso delle MAIUSCOLE e delle minuscole.

Procedura di raccolta del campione

È necessario seguire pedissequamente ogni passaggio indicato nel presente foglio. In caso di difficoltà respiratoria, dolore al torace, sangue nel catarro o febbre alta che non scende, rivolgiti subito a un medico invece di eseguire il prelievo a casa.

CODICE UTENTE



1. Lavare accuratamente le mani prima di iniziare.



2. Sciacquare la bocca con **acqua semplice**, senza dentifricio né collutorio.



3. Fare un respiro profondo e **tossire con forza** per far salire il catarro dai bronchi.



4. Sputare il catarro **direttamente nel contenitore sterile**, senza toccarne l'interno con le dita o con le labbra.



5. Chiudere bene il tappo del contenitore e applicare l'etichetta con il codice a barre.

Riporre il contenitore nella busta insieme al modulo di consenso firmato, chiudere il kit e prenotare il ritiro gratuito del corriere.

Se il primo colpo di tosse porta solo saliva, attendere qualche minuto e ripetere: serve catarro, non saliva.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO

- Un campione di sola saliva non è rappresentativo delle vie respiratorie e può rendere necessario ripetere il prelievo.
- Spedire il campione il prima possibile dopo la raccolta, seguendo le indicazioni di conservazione del riquadro Attenzione.
- Il referto non sostituisce la visita medica: non iniziare né sospendere antibiotici di tua iniziativa.
- Non usare nessun componente del kit dopo la data di scadenza.

ATTENZIONE

Conservare il campione a temperatura ambiente se spedito in laboratorio entro 24 ore dalla raccolta. È necessario mantenerlo refrigerato se spedito in laboratorio entro le 48 ore dalla raccolta.

DNA Salus

Test del DNA · Semplici, Sicuri e Veloci

SALUS S.R.L.
M. Crapanzano, 26
92015 Raffadali (AG)

www.dnasalus.it
info@dnasalus.it
tel. +39 333 9811407



Azienda Certificata ISO 9001:2015
Struttura Sanitaria Accreditata